




neodisher[®] Septo PreDis ZP



Čisticí a pre-dezinfekční prostředek
pro termostabilní a termolabilní nástroje

Tekutý koncentrát



Oblasti použití:

- Dezinfekční předčištění termostabilních a termolabilních nástrojů, dentálních nástrojů a ohebných endoskopů, např. před automatizovaným reprocessingem, pro optimální osobní bezpečnost.
- Mokrý likvidace chirurgických a dentálních nástrojů.
- Vhodné také pro manuální čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů, včetně ohebných endoskopů.

Spektrum účinnosti:

- Baktericidní, protikvasinkové a účinné proti obaleným virům (včetně HBV, HCV a HIV).
- Dezinfekční účinnost byla prokázána v souladu s evropskými metodami a metodami VAH¹.
- Účinnost proti obaleným virům byla testována a potvrzena v souladu s evropskými metodami.
- Vhodné pro nerezovou ocel, eloxovaný hliník, silikon a plasty.
- Na seznamu VAH¹, zařazen do seznamu IHO² virucidních přípravků.

Speciální vlastnosti:

- Vynikající čisticí schopnost, neváže bílkoviny.
- Vynikající kompatibilita s materiály.
- Neobsahuje aldehydy.

Aplikace a dávkování:

neodisher Septo PreDis ZP lze použít v ponorných nebo ultrazvukových lázních. V závislosti na požadované účinnosti se připraví roztok podle níže uvedeného doporučeného dávkování. Do tohoto roztoku vložte nástroje nebo endoskopy a dodržujte níže uvedené doby kontaktu.

Pro přípravu pracovních roztoků přípravku neodisher Septo PreDis ZP se doporučuje používat změkčenou nebo měkkou vodu s tvrdostí

nižší než 3 °d (německá tvrdost). Tvrdost vody by neměla překročit 20 °d (německá tvrdost).

Doporučené dávkování (20 °C, špinavé podmínky)	
Bakteriocidní (EN 13727 a EN 14561) Levurocidní (EN 13624 a EN 14562)	5 ml/l (0,5 %), 15 min
Bakteriocidní/Levurocidní (VAH ¹)	5 ml/l (0,5 %), 15 min
Účinné proti obaleným virům (včetně HIV, HBV a HCV) (EN 14476, EN 17111)	5 ml/l (0,5 %), 15 min

Roztok přípravku neodisher Septo PreDis ZP musí být zcela opláchnut vodou (nejlépe deionizovanou).

Doba použitelnosti nepoužitého aplikačního roztoku je 7 dní.

Doporučujeme alespoň denní výměnu pracovního roztoku a při vyšší kontaminaci ještě častěji.

Obecné pokyny pro použití:

- Pouze pro profesionální použití!
- Pro kontrolované dávkování se doporučuje používat ruční dávkovací pomůcky, např. dávkovače dezinfekčních prostředků. obraťte se na nás.
- Při práci s dezinfekčními prostředky se obecně doporučuje používat rukavice.
- Reprocessing by měl být v souladu se všemi nařízeními podle předpisů o zdravotnických prostředcích a měl by být prováděn pomocí příslušných validovaných procesů.
- Při reprocessingu nástrojů prosím dodržujte doporučení výrobce podle požadavků DIN EN ISO 17664.
- Nemíchejte s jinými produkty.



neodisher[®] Septo PreDis ZP

Zprávy odborníků:

Dezinfekční účinnost byla testována a potvrzena certifikací. Certifikáty vám rádi poskytneme na vyžádání.

Technické údaje:

Hodnota pH	9,1 (5 ml/l, stanoveno v deionizované vodě, 20 °C)
Viskozita	< 50 mPa s (koncentrát, 20 °C)
Hustota	cca 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Složky:

Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech:

5 - 15 % neionogenní surfaktanty

Účinné látky ve 100 g:

10,0 g didecyldimethylamoniumchlorid,

2,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Značka CE: 

neodisher Septo PreDis ZP splňuje evropské směrnice pro zdravotnické prostředky.

Pokud dojde k závažné nehodě s výrobkem, nahlaste ji výrobcí a příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Informace o skladování:

Vždy skladujte při teplotě mezi 0 °C a 30 °C.

Při doporučeném skladování je doba použitelnosti 3 roky. Datum expirace viz údaj vyražený za symbolem přesýpacích hodin.

Distributor v ČR:

BMT Medical Technology s.r.o.

Čejl 157/50, 602 00 Brno | +420 545 537 111 | mail@bmt.cz | www.bmt.cz

Upozornění na rizika a rady týkající se bezpečnosti:

Bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostních listech. Ty jsou k dispozici na adrese www.drweigert.com v kategorii „Service/Downloads“.

Likvidujte pouze prázdnou a uzavřenou nádobu. Informace o likvidaci reziduí produktu naleznete v bezpečnostním listu.

MB 4208/3-5
04/2020

1 Verbund für Angewandte Hygiene [Sdružení pro aplikovanou hygienu]
2 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz [Průmyslové sdružení pro hygienu a ochranu povrchů, Německo]

Výše uvedenými informacemi podle našich současných znalostí popisujeme náš výrobek s ohledem na bezpečnostní požadavky, ale neuvádíme žádný popis kvality ani neslibujeme určité vlastnosti.